



מס' הנוהל: DIMUT-CT-004-02	שם הנוהל: הנחיות למתן חומר ניגוד בשתייה במחלקה – להכנת נבדקים מאושפזים לבדיקות CT
אושר על ידי: פרופ' אלי קונן תאריך: מאי 2013	הופק ע"י: אגף דימות יחידת CT שותפי כתיבה ועדכון: דר' לריסה גורנדה דר' מיכל אמיתי תאריך הוצאה: ספטמבר 2012 תאריך עדכון: מאי 2013

הנוהל: הנחיות למתן חומר ניגוד בשתייה במחלקה – להכנת נבדקים מאושפזים לבדיקות CT

שימוש בחומר ניגוד בשתייה מיועד לבדיקות שעל-פי פרוטוקולים (שנקבעו ע"י רדיולוגים) נדרשת שתיית חומר ניגוד.

חומר ניגוד: IOMERON 350 או IOPAMIRO 370

הכנת חומר הניגוד לשתייה נעשית, במחלקה:

לכל 500 סמ"ק מים יש להוסיף 20 סמ"ק של חומר ניגוד (ולא יותר)

חובת התיעוד של כמות חומר הניגוד והנוזלים בתיק החולה ע"י אחות המחלקה.

פרוטוקול הכנה לבדיקה דחופה:

הנבדק ישתה 1500 סמ"ק חומר מוכן במשך 3 שעות ע"י המחלקה המפנה.
סה"כ חומר ניגוד לנבדק: 60 סמ"ק.
חובת תיעוד חומר הניגוד וכמות השתייה בתיק הרפואי ע"י האחות במחלקה.

פרוטוקול הכנה לבדיקה שאינה דחופה:

ההכנה מתחילה בערב שלפני הבדיקה.

הנבדק ישתה בסה"כ 1500 סמ"ק חומר, מחולק לשלוש מנות במחלקה:

- מנה ראשונה: בחצות
- מנה שנייה: ב- 06:00
- מנה שלישית: ב- 08:00
- לפני הכניסה לבדיקת ה- CT (בסמוך לכניסה):

חצי מנה נוספת - 250 סמ"ק - ניתנת ע"י הרנטגנאי מבצע הבדיקה
סה"כ חומר ניגוד לנבדק: 66.5 סמ"ק.

חובת תיעוד כלל כמות חומר הניגוד והנוזלים בתיק בחולה ע"י המחלקה
המפנה (ע"י צפייה בדיווח רנטגנאי במערכת ה- RIS)